

Arquivo baseado em PACS económico.

SOLUÇÕES DE IMAGENS INTELIGENTES

A forma económica de adicionar o PACS à sua clínica.

Os benefícios resultantes da atualização para a visualização, a leitura e o armazenamento de imagens de diagnóstico baseados em PACS podem ser enormes. Contudo, para muitas instalações ou departamentos, esta funcionalidade é, simplesmente, inabarcável.

Agora, isso mudou. Chegou o Mini-PACS da Carestream. Este software oferece as ferramentas avançadas de leitura e de elaboração de relatórios de que precisa, a um preço acessível a quase todos os orçamentos.

Aproveite as vantagens do Mini-PACS e melhore os seus padrões de cuidados e aumente a produtividade.



Principais vantagens

- É compatível com o software Image Suite V4 da CARESTREAM e outros programas de aquisição de imagens que são padrão na indústria
- As ferramentas de medição incluem o Ângulo Lippman-Cobb, Goniometria e Coxometria
- Suporta a transferência de imagens para o software OrthoView™ para planeamento ortopédico pré-operatório
- Oferece uma opção que pode ser adquirida para a visualização remota de imagens em dispositivos móveis

Mini-PACS: Conheça a económica solução PACS.

Chegou o Mini-PACS, que oferece uma leitura de imagens extremamente económica e funcionalidades de arquivo semelhantes às dos sistemas empresariais hospitalares. Este software combina capacidades eficientes de lista de trabalho, um visualizador DICOM completo, ferramentas de leitura e de elaboração de relatórios e software de arquivo direto para CD ou USB, tudo num único módulo de fácil instalação.

Visualização remota de imagens

O Mini-PACS oferece, igualmente, o software Tablet-Viewer opcional. Este permite aos médicos ver as imagens de diagnóstico dos pacientes a partir de casa, do consultório ou de qualquer localização remota, num iPad ou em muitos outros dispositivos móveis. Isto aumenta a conveniência e a produtividade dos médicos. Por outro lado, melhora a comunicação entre o médico e o paciente, pois o médico pode partilhar imagens com os pacientes enquanto lhes explica o diagnóstico.

Funcionalidades adicionais

- O software de relatório clínico opcional permite-lhe editar, rever e imprimir numa estação de trabalho ou num cliente Web.
- O suporte de monitores duplos nos clientes Web torna possível o aumento da eficácia, permitindo a visualização de várias imagens ao mesmo tempo.
- O software de classe de serviço de fornecedor (SCP) para armazenamento DICOM oferece a possibilidade de receber e rever as imagens por TC, RM, ecografia e CR adicionais.
- As funcionalidades de cópia de segurança programada ou a pedido oferecem flexibilidade para realizar uma cópia de segurança segura dos dados.
- As opções de armazenamento facilitam a realização de cópias de segurança de CD ou USB.

SOLUÇÕES DE IMAGENS INTELIGENTES

carestream.com

